

Le laboratoire vous fournit **un kit par site à prélever**.



**Se laver les mains** avant de commencer le prélèvement et entre chaque prélèvement le cas échéant.

**Saisir l'écouvillon sur la ligne noire** comme indiqué sur la photo ci-contre.

**Si le coton a été touché ou si l'écouvillon est tombé, prenez-en un autre.**



Modalités de prélèvement en fonction du site à prélever

<input type="checkbox"/> Méat (extrémité de l'urètre)	<input type="checkbox"/> Vagin	<input type="checkbox"/> Anus
		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenir le pénis d'une main (après l'avoir décalotté si nécessaire) et l'écouvillon de l'autre.</li> <li>- Rouler l'écouvillon juste sur la pointe ou à l'extérieur de l'ouverture du pénis à travers laquelle passe l'urine (l'urètre)</li> <li>- Assurez-vous de rouler l'écouvillon complètement autour de l'ouverture pour obtenir le meilleur échantillon possible.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Introduisez <u>délicatement</u> l'écouvillon dans le vagin sur 5 cm à peu près et tournez doucement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes.</li> <li>- Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du vagin pour que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon.</li> <li>- Retirez l'écouvillon sans toucher la peau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insérez <u>délicatement</u> l'écouvillon dans votre rectum (3 à 5 cm de profondeur) et faites doucement tourner l'écouvillon pendant 5 à 10 secondes.</li> <li>- Retirez l'écouvillon sans toucher la peau.</li> </ul>

Tout en tenant l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube.

**Ne renversez pas le contenu du tube.** Si cela arrive, prenez un nouveau kit de prélèvement. Placez immédiatement l'écouvillon dans le milieu de transport de façon à ce que le bout de l'écouvillon soit visible en dessous de l'étiquette.



Point de vigilance

**CASSEZ PRECAUTIONNEUSEMENT LA TIGE AU NIVEAU DU TRAIT NOIR EN PRESSANT CONTRE LE BORD DU TUBE.**

L'écouvillon doit tomber au fond du tube. Jetez l'autre partie de la tige.

**Resserrez fermement le bouchon.**



**Noter vos noms, prénoms et date de naissance sur le tube** et le remettre au personnel du laboratoire