

<b>LBM DU VAL DE LOIRE</b>	<b>TITRE : FICHE D'INSTRUCTION TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C - HELIKIT</b>		<b>PAN 114 IT</b>
	CHAPITRE : PATIENTS	INSTRUCTION	<b>VERSION : 2</b>

## HELICOBACTER PYLORI - TEST RESPIRATOIRE A L'UREE 13C - AIR EXPIRE

### Synonymes

Helikit®

### Nom du médicament

- Helikit®

- Helicobacter Test Infai® (existe pour adultes et pour enfants de moins de 12 ans)

### Intérêt

Ce test permet de mettre en évidence la bactérie Helicobacter pylori, responsable notamment de gastrites et d'ulcères, et de contrôler l'efficacité du traitement d'éradication

### Précautions particulières

• **Sujet au repos, à jeun depuis au moins 6 heures (sans boire, ni manger, ni fumer)**

• **Arrêt de tout traitement antibiotique au minimum 4 semaines avant le test**  
(Amoxicilline, Clamoxyl, Clarithromycine, Zeclar, Metronidazole, Flagyl, Levofloxacin, Tavanic, Pylera...)

• **Arrêt des anti-sécrétoires inhibiteurs de la pompe à protons au minimum 2 semaines avant le test (avec accord du médecin)**

Omeprazole : Mopral® , Zoltum®

Esomeprazole : Inexium®

Pantoprazole : Inipomp®, Eupantol®

Rabéprazole : Pariet®

Lansoprazole : Lanzor®, Ogast®

• **Arrêt des anti-acides et des pansements gastro-intestinaux depuis 24 heures**

Acridine, Actapulgit, Bedelix, Bolinan, Gastropax, Kaomuth, Maalox, Marga, Moxydar, Neutroses, Pepsane, Phosphalugel, Polysilane, Rennie, Smecta

• **Ce test est contre-indiqué chez la femme enceinte ou qui allaite**

**Déroulement du test est différent selon le médicament utilisé, se référer à la notice d'utilisation présente dans la boîte.**

<b>Auteur :</b> LAKHAL WISSEM	<b>Validation :</b> MAATAOUI Fadoua 2018-07-25	<b>Approbation :</b> GOURDET Thomas 2018-07-26	<b>Application :</b> 2018-07-26	Page 1 / 1
				Edité le : 14 décembre 2018