

- Laboratoire des Carmes
- Laboratoire Malherbe
- Laboratoire du Parc
- Laboratoire du Progrès

- Laboratoire Biomonde
- Laboratoire du Chemin Vert
- Laboratoire Saint Julien
- Laboratoire Beaulieu

- Laboratoire du Bessin
- Laboratoire Vaucelles
- Laboratoire Lebigey
- Laboratoire Le Val

Cocher le laboratoire concerné

COMMANDE DE MATERIEL

**Vous pouvez transmettre cette demande
avec vos prélèvements, par fax au 02 31 47 97 65
ou par mail à logistique@gbdc.eu**

CACHET DU DEMANDEUR :

- Coffrets de prélèvements standards (cocher le labo utilisé)
- Coffrets de prélèvements pédiatriques
- Aiguilles vertes
- Aiguilles noires
- Flacons d'urines de 24 h
- Pots bleus
- Petits pots stériles (crachats, urines)
- Grands pots stériles (urines)
- Pots copro (selles)

- Pots parasitologie (selles)
- Kit urine (conservateur)
- Ecouvillon avec portagerm (conservateur bacterio)
- Ecouvillon e-Swab (PV)
- Adaptateurs
- Ailettes vertes 21 G
- Ailettes bleues 23 G
- Boîtes pour aiguilles usagées :
 - 0.7 L
 - 2 L
 - 4 L
- Corps de pompe à usage unique
- Corps de pompe avec aiguille éjectable

- Glucose 75 G
- Etiquettes :
 - URGENT
 - PRIORITAIRE
- Bon de déchets
- Tube sec sans gel
- Tube hépariné sans gel
- Tube CTAD
- Tube sec avec gel (rouge)
- Tube hépariné sans gel (vert foncé)
- Tube CTDA (hémostase)
- Autre :