


RECUEIL D'URINES DE 24H

PRE DOC 006 Version 8



Intérêt : Cet examen permet l'analyse de certains paramètres de biochimie comme le sodium, le potassium, l'urée, la créatinine...



Commencer un matin au lever

1. **URINER** et jeter les urines



2. Noter l'heure

3. Pendant 24 heures, **RECUEILLIR LA TOTALITE DES URINES** dans le flacon jusqu'à l'heure notée ci-dessus.



S'il s'avérait que le flacon remis par le laboratoire soit insuffisant pour recueillir la totalité des urines, veuillez repasser au laboratoire dans la journée pour que l'on vous remette un deuxième flacon

4. Identifier le ou les flacons en notant votre **NOM, PRENOM ET DATE DE NAISSANCE**

5. **RAPPORTER LE OU LES FLACON(S)** le plus rapidement possible au **LABORATOIRE**.

Site d'Hénin-Beaumont (62110)
Site de Douai (59500)
Site de Billy Montigny (62420)

89 pl Wagon
320 bd de la République
67 av de la République

Tél : 03.21.69.80.00
Tél : 03.27.87.36.33
Tél : 03.21.08.66.66

RECUEIL D'URINES DE 24H

PRE DOC 006 Version 8



Intérêt : Cet examen permet l'analyse de certains paramètres de biochimie comme le sodium, le potassium, l'urée, la créatinine...



Commencer un matin au lever

1. **URINER** et jeter les urines



2. Noter l'heure

3. Pendant 24 heures, **RECUEILLIR LA TOTALITE DES URINES** dans le flacon jusqu'à l'heure notée ci-dessus.



S'il s'avérait que le flacon remis par le laboratoire soit insuffisant pour recueillir la totalité des urines, veuillez repasser au laboratoire dans la journée pour que l'on vous remette un deuxième flacon

4. Identifier le ou les flacons en notant votre **NOM, PRENOM ET DATE DE NAISSANCE**

5. **RAPPORTER LE OU LES FLACON(S)** le plus rapidement possible au **LABORATOIRE**.

Site d'Hénin-Beaumont (62110)
Site de Douai (59500)
Site de Billy Montigny (62420)

89 pl Wagon
320 bd de la République
67 av de la République

Tél : 03.21.69.80.00
Tél : 03.27.87.36.33
Tél : 03.21.08.66.66