



Laboratoire du Val de Loire Blois - La Chaussée Saint Victor

Utilisation des flacons pour recueil d'urine (échantillon)

Flacon stérile <u>sans</u> conservateur	Flacon stérile <u>avec</u> conservateur (borate en poudre)
Sachet Fiche de transmission	Sachet Lingette désinfectante Fiche de transmission Fiche de renseignements cliniques
	
<ul style="list-style-type: none"> • Protéinurie • Microalbuminurie, rapport Alb/Créat • Glycosurie (sucre) • Chimie urinaire (Na, K, créatinine) - uniquement si précisé « sur échantillon », si non sur urines de 24h • Acétonurie • Sang urinaire • pH urinaire • Antigène Legionella, Pneumocoque • Mycoplasmes urinaires (culture) • Chlamydiae, gonocoque urinaires par PCR (premier jet, flacon rempli au 1/3) 	<p>Exclusivement :</p> <p>ECBU (Examen CytoBactériologique des Urines)</p>